



|                                                        |                                                                           |        |              |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|
| 品 名<br>Sample Name                                     | 鯛みそ 150 g                                                                 |        |              |       |
| 製造年月日 または<br>製造ロット番号<br>Date of Manufacture or Lot No. | 令和4年5月31日                                                                 |        |              |       |
| 結 果<br>Results                                         | 放射性セシウム<br>(Cs-134 及び Cs-137)                                             | 検出せず   |              | Bq/kg |
|                                                        | 参 考                                                                       | Cs-134 | 検出せず (< 5.9) | Bq/kg |
|                                                        |                                                                           | Cs-137 | 検出せず (< 5.7) | Bq/kg |
|                                                        |                                                                           |        |              |       |
| 測 定 器<br>Measurement Instruments                       | セイコー・イージーアンドジー株式会社製<br>ゲルマニウム半導体検出器(GEM35-76)                             |        |              |       |
| 測 定 方 法<br>Measurement Methods                         | 厚生労働省通知 食安発 0315 第4号「食品中の放射性物質の試験法について」<br>別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成24年3月15日) |        |              |       |
| 測 定 条 件<br>Measurement Conditions                      | ・検体重量：116 g                                                               |        |              |       |